

Lubricare 2

Schnelle, effektive
und kostensparende Wartung



Lubricare 2 ermöglicht die automatische Pflege (Schmieren und Reinigung) von Hand- und Winkelstücken. Bis zu vier Instrumente können gleichzeitig in kurzer Zeit gepflegt werden.

Das Clean Air-Blow System implementiert ein gründliches Schmieren und Reinigen des Inneren des Handstücks. Es sorgt für eine gleichbleibend zuverlässig konstante Pflege ohne Schwankungen, wie es beim manuellen Pflegevorgang auftreten kann. Lubricare 2 erlaubt die gleichzeitige Benutzung von Pflegesprays unterschiedlicher Hersteller.

S W I S S  M A D E

NEW

Lubricare 2

>>> **Bis zu vier Handstücke
in kurzer Zeit**

 **NUR 20 SEKUNDEN**

Dank verschiedener vorprogrammierter Betriebsmodi, die für jedes spezifische Handstück geeignet sind, kann Lubricare 2 die Wartung von bis zu vier Handstücken in kurzer Zeit automatisch durchführen. Lubricare 2 entfernt überschüssiges Öl effektiv und ermöglicht die Wartung in kurzer Zeit. Es reinigt eine Turbine in ca. 20 Sekunden und ein Winkelstück in 40 Sekunden.

>>> **Kosteneinsparung**

4X weniger Ölverbrauch

Bei der Verwendung von Lubricare 2 wird der Ölverbrauch im Vergleich zum manuellen Verfahren um 25 % reduziert. Dies ermöglicht eine schnellere Wartung mit hervorragenden Kosteneinsparungen.

>>> **Sauberes Luftstrom-System**


Durch den Einsatz des Doppelmagnetventilsystems und einer speziellen Reinfluftleitung kann das System saubere Luft ohne Ölbeimischung liefern. Während des Wasserentfernungsprozesses vor der Schmierung entfernt das System das Wasser im Kopf, wodurch die Schmierungsergebnisse maximiert und die Leerlaufzeit vor der Behandlung minimiert werden.



>>> **Hohe Hygiene**

Das Bedienfeld ist flach für eine einfache Reinigung und die Fronttür kann für einen besseren Zugang entfernt werden. Der Lubricare 2 verfügt über einen eingebauten Ölnebelabsaugmechanismus, um die Diffusion von Aerosolen während des Betriebs zu verhindern.

>>> **Spraynet®
bester Begleiter**

 **99.99 % Reduktion
der mikrobiellen Belastung**

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Bien-Air die Verwendung von Spraynet, das nachweislich 99,99 % der mikrobiellen Belastung reduziert.



>>> **Volle Kompatibilität**

Der Lubricare 2 ist kompatibel mit allen Turbinen und elektrischen Handstücken von Bien-Air, Lubrifluid und Spraynet, sowie mit Handstücken und Reinigungs- oder Schmierprodukten anderer Hersteller. Für die Verwendung von Produkten, die nicht von Bien-Air geliefert werden, sind möglicherweise zusätzliche Kupplungen und Sprühhalter erforderlich.

SPRAYNET® 99.99 % Reduktion der mikrobiellen Belastung



Bien-Air hat der Patientensicherheit stets oberste Priorität eingeräumt, indem Produkte entwickelt wurden, die vor Kreuzkontaminationen schützen, sowie eine Reihe von Wartungsprodukten, die eine einwandfreie Hygiene und eine unübertroffene Lebensdauer der Bien-Air-Handstücke gewährleisten.

Mit der Pandemie COVID-19 ist das exklusive Spraynet® von Bien-Air wichtiger denn je.

Weitere Informationen über die Wartungsprodukte von Bien-Air finden Sie unter www.maintenance.bienair.com